

# RemediXcare

BY TEVA & SUPER-PHARM

## משאבת אינפוזר הטיפול האישי שלך



### מדריך למטופל



## מטופל/ת יקר/ה,

התחברת כעת למשאבת עירווי חד פעמית (אינפיוזר) מבית Baxter, מובילה עולמית בבטיחות ובאיכות. המשאבה מכילה טיפול מסוג (5-FLUOROURACIL) 5FU. מילוי המשאבה בוצע ע"י חברת Remedix Care, בהתאם למרשם האישי שלך, בתנאים מבוקרים ומוקפדים.

### משאבת האינפיוזר:



- < מאפשרת ניידות ונוחות
- < מבנה ייחודי למניעת דליפות הנוזל או כניסת מזהמים מבחוץ.
- < יש למקם את המשאבה בגובה כניסת הצנתר לגוף, על מנת לאפשר את זרימת התרופה בקצב נכון.

### ניצד יודעים אם המשאבה סיימה את פעילותה?



- < במיכל הקשיח נמצא בלון ובתוכו תמיסת התרופה. לפני החיבור לצנתר, הבלון מלא ומתוח. מרגע חיבור צינורית האינפיוזר לצנתר, מתחילה זרימת התרופה החוצה ובמקביל בלון התרופה מתכווץ לאט.
- < קצב הזרימה איטי והותאם ע"פ המרשם האישי שלך. בסיום ההזלפה נפח הבלון יצטמצם עד לגודל של אצבע.



## לאינפיוזר שלך זמן התרוקנות שנקבע מראש

הרופא בחר את משך ההזלפה המתאים לך, ובהתאם נבחר סוג האינפיוזר שמתאים לך והוכנס אליו מינון הטיפול המדויק עבורך.

## מה משפיע על קצב התרוקנות האינפיוזר?

בעת השימוש, האינפיוזר צמוד אליך ומושפע מטמפרטורת הגוף. חום רב וחשיפה לשמש מאיץ את קצב ריקון הבלון. מאידך, קור מאט את קצב הריקון.

## מה עושים בזמן שינה?

במהלך השינה יש להניח את האינפיוזר בגובה הגוף על שידה/שולחן לייד המיטה או לצידך מעל המצעים.

## ואם המשאבה נופלת?

אין בעיה! המשאבה עמידה ומותאמת להמשך זרימה למרות הנפילה. חשוב לוודא מדי פעם שהחיבור לצנתר תקין, ושזרימת התרופה מתקדמת.

## מה לעשות בזמן מקלחת?

ניתן להתקלח עם האינפיוזר. יש לשים את המשאבה בתוך שקית למניעת כניסת מים או להניח את המשאבה על משטח שטוח מחוץ למקלחת.



# זיהוי וטיפול בבעיות במשאבת האינפיוזר



< אם באינפיוזר מופיעים: דליפה, קרע של הבלון/צינורית וכדומה  
אין להשתמש באינפיוזר. התקשר מיידית לנציג שירות לקוחות רמדיקס קאר

< **התרופה במשאבה אינה זורמת**  
מוודאים שצינורית האינפיוזר לא מקופלת.  
מוודאים שהסוגרים על צינורית האינפיוזר והצנתר פתוחים.  
אם עדין אין זרימה, פנה לשירות הלקוחות רמדיקס קאר

< **התארכות זמן העירווי מעבר לזמן הנדרש**  
מוודאים שצינורית המשאבה לא מקופלת  
מוודאים חיבורים תקינים  
הודע מיידית לנציג שירות הלקוחות

< **חום, פריחה, גרד, סחרחורת, הרגשה כללית רעה**  
הודע לצוות הרפואי, ופנה בדחיפות לבדיקת רופא

< **אודם, הפרשה, כאב באיזור הצנתר**  
הודע לצוות הרפואי, ופנה בדחיפות לבדיקת רופא

המידע בעלון מוגש כשירות למטופל.  
המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי.

בכל שאלה או תקלה ניתן לפנות לנציג/ת שירות לקוחות

**Remedix Care 1800-600-700**

בסופי שבוע ובחגים יש ללחוץ שלוחה 2